



Balanza - 30kg - 0.1gr - Hidrostática/Densidad - Externa - Belltronic

Código: B-01-02-06-0303

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza hidrostática / densidad 30 kg × 0,1 g.

1. Confirma 30 kg / 0,1 g.

30 kg

0,1 g

Densidad

Especificaciones técnicas

Primero modelos con stock (1). También puedes revisar todos los modelos disponibles bajo pedido.

Especificación	B-01-02-06-0303
Modelo	B-01-02-06-0303
Configuración	30 kg - 0,1 g
Tipo	Balanza hidrostática / densidad
Capacidad	30 kg
Legibilidad	0,1 g
Resolución	0,1 g (100 mg)
Calibración	Calibración externa
Gancho	Sí / kit hidrostático
Plataforma	Plataforma rectangular
Uso	Peso sumergido / densidad

Aplicaciones

Densidad de sólidos

Laboratorio

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)