



Balanza - 30kg - 1gr - Hidrostatica - Belltronic

Código: B-01-02-06-0304

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza hidrostática 30 kg × 1 g.

1. Confirma 30 kg / 1 g.

30 kg

1 g

Especificaciones técnicas

Primero modelos con stock (1). También puedes revisar todos los modelos disponibles bajo pedido.

Especificación	B-01-02-06-0304
Modelo	B-01-02-06-0304
Configuración	30 kg - 1 g
Tipo	Balanza hidrostática / densidad
Capacidad	30 kg
Legibilidad	1 g
Resolución	1 g
Calibración	Calibración externa
Gancho	Sí / kit hidrostático
Plataforma	Plataforma rectangular
Uso	Peso sumergido / densidad

Aplicaciones

Densidad / hidrostática

Laboratorio

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)