



Transmisor ultrasonico de nivel de liq(NO incluye Sensor de Temp ni Data Logger)

Código: B-01-05-07-03-0001

Marca: Picarro

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Transmisor de Nivel de Líquido Ultrasónico. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá dato clave según el protocolo.
2. Verificá: Transmisor de Nivel de Líquido Ultrasónico.
3. Validá con ficha de proveedor si necesitás tolerancia o norma.

Tipo: Transmisor de Nivel de Líquido Ultrasónico

Referencia de nombre: Transmisor de Nivel de Líquido Ultrasónico

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / control de calidad / ensayo

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Verificar compatibilidad con el equipo asociado

Seguir protocolo del ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)