



Deshumidificador comercial de 90 litros por día

Código: B-01-11-02-0204

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Deshumidificador. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá capacidad según el protocolo.
2. Verificá: Deshumidificador comercial de 90 litros por día.
3. Validá con ficha de proveedor si necesitás tolerancia o norma.

Tipo: Deshumidificador

Referencia de nombre: Deshumidificador comercial de 90 litros por día

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / control de calidad / ensayo

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Control de humedad ambiental

Verificar compatibilidad con el equipo asociado

Seguir protocolo del ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)