



Autoclave de mesa clase B, 17 L

Código: B-01-19-0008

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Esterilizador de vapor de sobremesa clase B, cámara 17 L, 121/134 °C, secado por vacío.

1. Confirma clase B y capacidad 17 L.
2. Verifica alimentación 220 V.

Clase B / pre-vacío

Secado por vacío

LCD y programas B

Generador de vapor separado

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Esterilización de instrumental

Laboratorio clínico

Consultorio / dental

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)