



Autoclave de Mesa clase N, 17 Litros, Temp Est 121/134°C-220V, BellAutMes-17N-19

Código: B-01-19-0011

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Esterilizador de vapor de sobremesa clase N para instrumentos sólidos. Control por pantalla LCD con programas a 121 °C y 134 °C.

1. Confirma clase N (instrumentos sólidos).
2. Revisa capacidad 17 L y espacio de mesa (48×56×43 cm).
3. Verifica alimentación eléctrica disponible.
4. Considera impresora térmica opcional si necesitas registro.

Cámara 17 L (Ø 25 × 35 cm)

Programas 121 °C / 134 °C

Control por LCD

Alarmas de sobret temperatura, sobrepresión y bajo nivel de agua

Bloqueo de seguridad de puerta

Alimentación y drenaje de agua automáticos

Especificaciones técnicas

Especificación	Valor
SKU	B-01-19-0011
Tipo de clase	Clase N
Dimensiones de la cámara (Ø x D)	Ø 25 x 35 cm
Capacidad de la cámara	17 L
Tamaño externo (L x An x Al)	48 x 56 x 43 cm
Potencia de entrada	1200 W
Fuente de alimentación	230 V / 110 V / 126 V
Temperatura de esterilización	121 °C / 134 °C
Tiempo de esterilización	Según programa
Construcción	Acero inoxidable SUS#304
Bandejas	2 unidades
Peso neto	32 kg
Peso bruto	40 kg
Tamaño del embalaje	63 x 60 x 50 cm



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Valor
Tamaño mínimo de mesa	48 x 40 cm

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)