



Autoclave de Mesa clase N-23 Litros, Temp Est 121°C/134°C-220V, BellAutMes-23N-19

Código: B-01-19-0012

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Esterilizador de vapor de sobremesa clase N para instrumentos sólidos. Control por pantalla LCD con programas a 121 °C y 134 °C.

1. Confirma clase N (instrumentos sólidos).
2. Revisa capacidad 23 L y espacio de mesa (48×69×43 cm).
3. Verifica alimentación eléctrica disponible.
4. Considera impresora térmica opcional si necesitas registro.

Cámara 23 L (Ø 25 × 49 cm)

Programas 121 °C / 134 °C

Control por LCD

Alarmas de sobret temperatura, sobrepresión y bajo nivel de agua

Bloqueo de seguridad de puerta

Alimentación y drenaje de agua automáticos

Especificaciones técnicas

Especificación	Valor
SKU	B-01-19-0012
Tipo de clase	Clase N
Dimensiones de la cámara (Ø × D)	Ø 25 × 49 cm
Capacidad de la cámara	23 L
Tamaño externo (L × An × Al)	48 × 69 × 43 cm
Potencia de entrada	1500 W
Fuente de alimentación	230 V / 110 V / 126 V
Temperatura de esterilización	121 °C / 134 °C
Tiempo de esterilización	Según programa
Construcción	Acero inoxidable SUS304
Bandejas	2 unidades
Peso neto	36,5 kg
Peso bruto	45,5 kg
Tamaño de embalaje	83 × 60 × 50 cm



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Valor
Tamaño mínimo de mesa	48 x 50 cm

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)