



KIT DE DETERMINACION DE DENSIDAD, BellDenDetK-01

Código: B-01-19-0101-5000

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

KIT DE DETERMINACION DE DENSIDAD. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá dato clave según el protocolo.
2. Verificá: KIT DE DETERMINACION DE DENSIDAD.
3. Validá con ficha de proveedor si necesitás tolerancia o norma.

Tipo: KIT DE DETERMINACION DE DENSIDAD

Referencia de nombre: KIT DE DETERMINACION DE DENSIDAD

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / control de calidad / ensayo

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Verificar compatibilidad con el equipo asociado

Seguir protocolo del ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)