



Manto calefactor Digital, 220V, 50Hz, 250 ml., BellManCalDig-250

Código: B-01-19-0204-0002

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Manto de calentamiento por conducción superficial con control digital. Pensado para calentamiento de laboratorio hasta 450 °C en superficie.

1. Elige el volumen del recipiente (250 ml).
2. Confirma el rango de temperatura requerido.
3. Verifica voltaje 100-120 V o 200-240 V.
4. Revisa accesorio de sonda/sensor si el ensayo lo exige.

Calentamiento por conducción superficial

Control PID; rango RT+20~250 °C

Potencia 0,15 kW (250 ml)

Elemento de nicrom; carcasa de algodón de silicato de aluminio

Sensor de temperatura PT100

Especificaciones técnicas

Especificación	Valor
SKU	B-01-19-0204-0002
Capacidad	250 ml
Modo de calentamiento	Conducción superficial
Temperatura máxima de superficie	450 °C
Rango de control de temperatura	RT+20 ~ 250 °C
Elemento calefactor	Alambre de nicrom
Carcasa	Algodón de silicato de aluminio de alta calidad
Potencia de calentamiento	0,15 kW
Modo de trabajo	Continuo
Tamaño externo	Ø 220 × 165 mm
Tamaño de embalaje	230 × 230 × 195 mm
Voltaje	100-120 V o 200-240 V
Peso neto	2,5 kg
Peso bruto	2,8 kg



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)