



Manto calefactor Digital, 220V, 50Hz, 1000 ml., BellManCalDig-1000

Código: B-01-19-0204-0004

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Manto calefactor digital para balones de 1000 ml, control hasta 250 °C (superficie máx. 450 °C).

1. Confirma capacidad 1000 ml.
2. Verifica voltaje 110/220 V.
3. Sube potencia de forma gradual.

1000 ml

450 °C máx. superficie

0,35 kW

Control digital

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Calentamiento de balones

Química / laboratorio

Destilación y reflujo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)