



Balanza - 4000gr - 0,01gr - Tipo Avanzado de Precision

Código: B-01-19-12-03-0201

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza de precisión de 4000 g con legibilidad 0,01 g, carcasa metálica y calibración externa.

1. Confirma capacidad 4000 g y legibilidad 0,01 g.
2. Verifica que la calibración externa y el plato cubran tu método de trabajo.
3. Si necesitas portabilidad prolongada, considera la batería interna opcional.

Capacidad 4000 g, legibilidad 0,01 g

Carcasa metálica antinterferencia

Filtro antivibración de 6 niveles

Pantalla LCD VATN retroiluminada

Interfaz RS232 para periféricos

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Laboratorio general y control de calidad

Pesaje de precisión en planta o taller

Conteo y verificación por peso

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)