



## Pipeta mecánica de volumen ajustable de 1 solo canal, Rango de Volumen 100-1000?

**Código:** B-01-19-16-03-0008

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

### Detalle

Micropipeta mecánica de volumen ajustable, rango 100–1000 µl. 1 canal, volumen ajustable.

1. Confirma rango 100–1000 µl.

100–1000 µl

Volumen ajustable

1 canal

### Especificaciones técnicas

### Aplicaciones

Pipeteo de reactivos

Biología molecular

Ensayos clínicos / QC

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)