



Contenedor de nitrógeno líquido, 31,5 Lts, BellContNitY-30

Código: B-01-19-42-02-0005

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Estanque criogénico de nitrógeno líquido de ~30-31,5 L, cuello estrecho 50 mm, para almacenamiento de muestras biológicas.

1. Confirma capacidad ~30-31,5 L según el volumen de muestras.
2. Verifica cuello 50 mm si usas canisters estándar de almacenamiento.
3. Considera peso vacío 14 kg y diámetro externo 435 mm.

Almacenamiento criogénico con nitrógeno líquido

Cuello 50 mm

Diámetro 435 mm · altura 680 mm

Peso vacío 14 kg

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Conservación de muestras biológicas y semen

Almacenamiento criogénico en laboratorio

Uso clínico o de investigación con acceso periódico

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)