



Vial de Vidrio 20ml (100pcs/pk) con tapa rosca, BellVialWSC-20ml

Código: B-01-19-43-01-9002

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Vial de vidrio 20 ml con tapa rosca (100 unid./pk).

1. Confirma capacidad 20 ml.

20 ml

100 unid.

Tapa rosca

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Almacenamiento de muestras

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)