



Vial de Vidrio transparente 2ml (12 X 32 MM) - (100pcs/pk) con tapa rosca

Código: B-01-19-43-01-9003

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Vial de vidrio 2 ml con tapa rosca (100 unid./pk).

1. Confirma capacidad 2 ml.

2 ml

100 unid.

Tapa rosca

Imagen referencial. La fotografía es ilustrativa y puede diferir del producto efectivamente despachado en marca, acabado, color, accesorios o empaque. Cotecno no garantiza identidad exacta con la imagen.

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Almacenamiento de muestras

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)