



Dispensador Belltronic 5-50 ml

Código: B-01-19-4607-0003

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Dispensador bottle-top para dosificación repetible en el rango 5-50 ml, con graduación de 1 ml.

1. Confirma que tu volumen de trabajo está en 5-50 ml (no 0,5-5 ni 1-10).
2. Verifica compatibilidad química del líquido con el dispensador.
3. Revisa exactitud $\leq \pm 0,5 \%$ y CV $\leq 0,1 \%$ para tu protocolo.

Rango 5-50 ml

Graduación 1 ml

Exactitud $\leq \pm 0,5 \%$

CV $\leq 0,1 \%$

Montaje sobre botella

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Dosificación repetible de reactivos

Laboratorio general

Preparación de soluciones

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)