



Medidor Humedad - 50gr - 10gr - Belltronic - Externa

Código: B-01-19-52-03-0101

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Analizador de humedad por lámpara de halógeno, capacidad 50 g y legibilidad 1 mg. Determina humedad y sólidos con control de temperatura y tiempo.

1. Confirma capacidad 50 g y legibilidad 1 mg para tu muestra.
2. Verifica rango de calentamiento 50-180 °C y modo timing/automático.
3. Usa muestra aconsejada 3-5 g cuando el método lo permita.

Capacidad 50 g, legibilidad 1 mg

Calentamiento por lámpara de halógeno

Temperatura 50-180 °C

Pantalla LCD: humedad %, sólidos %, peso, tiempo

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Control de humedad en alimentos, granos y materias primas

Control de proceso en químicos, plásticos y productos industriales

Ensayos de laboratorio de contenido de agua / sólidos

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)