



Baño ultrasónico con calefacción 3 L, 1-30 min, Temp RT-80 °C - Belltronic

Código: B-01-19-68-07-0001

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Baño ultrasónico con calefacción, tanque de 3 L, temporizador y control de temperatura. Ideal para limpieza de piezas y cristalería de laboratorio.

1. Confirma volumen de tanque ~3 L para tu carga de trabajo.
2. Verifica rango de temperatura ambiente ~80 °C y temporizador 1-30 min.
3. Revisa dimensiones internas 240×135×100 mm frente a tus canastillos.

Tanque de acero inoxidable 3 L

Ultrasonido 40 kHz, potencia ultrasónica 120 W

Calefacción 200 W, RT ~ 80 °C

Temporizador 1-30 min

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Limpieza de viales, pipetas y cristalería

Desengrase de piezas mecánicas pequeñas

Preparación de material de laboratorio antes de uso o esterilización

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)