



Medidor portátil de clorofila

Código: B-01-19-78-01-0119

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Medidor portátil de clorofila y temperatura foliar. Lectura no destructiva en SPAD con área de 2x2 mm, respuesta en menos de 3 s y batería de litio recargable.

1. Confirma que tu ensayo usa unidades SPAD y rango 0-99,9.
2. Verifica necesidad de temperatura foliar (-10-99,9 °C) además de clorofila.
3. Revisa área de medición 2x2 mm y exactitud $\pm 3,0$ SPAD para tu protocolo.

Medición de clorofila 0,0-99,9 SPAD

Temperatura foliar -10-99,9 °C

Área de medición 2x2 mm

Intervalo de medición < 3 s

Batería litio 4,2 V / 2000 mAh

Peso 200 g, uso en campo o laboratorio

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Seguimiento de estado nutricional y verdor en cultivos

Fisiología vegetal y ensayos de laboratorio

Optimización de fertilización nitrogenada en campo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)