



Matraz de cuello estrecho de fondo redondo con borde rebordeado Boro 3.3 50ml

Código: B-01-21-0102-0000

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Matraz de fondo redondo 50 ml.

1. Confirmá cuello Estrecho.

Tipo: Matraz de fondo redondo

Cuello: Estrecho

Borde: Con borde

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Destilación / reflujo

Calentamiento

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)