



Matraz de cuello estrecho de fondo redondo con borde rebordeado Boro 3.3 250ml

Código: B-01-21-0102-0002

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Matraz de fondo redondo 250 ml.

1. Confirmá cuello Estrecho.

Tipo: Matraz de fondo redondo

Cuello: Estrecho

Borde: Con borde

Imagen referencial. La fotografía es ilustrativa y puede diferir del producto efectivamente despachado en marca, acabado, color, accesorios o empaque. Cotecno no garantiza identidad exacta con la imagen.

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Destilación / reflujo

Calentamiento

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)