



Matraz de filtracion kitazato, vidrio transparente, tubuladura superior 1000ml

Código: B-01-21-0103-0503

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Matraz Erlenmeyer 1000 ml. Ficha generada desde el nombre comercial; validá contra ficha de proveedor si necesitás tolerancia o norma completa.

1. Confirmá capacidad según el protocolo.
2. Verificá nombre: Matraz de filtracion kitazato, vidrio transparente, tubuladura superior 1000ml.
3. Revisá material y clase/grado si aplica.

Tipo: Matraz Erlenmeyer

Referencia de nombre: Matraz de filtracion kitazato, vidrio transparente, tubuladura superior 1000ml

Capacidad / volumen: 1000 ml

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / control de calidad

Imagen referencial. La fotografía es ilustrativa y puede diferir del producto efectivamente despachado en marca, acabado, color, accesorios o empaque. Cotecno no garantiza identidad exacta con la imagen.

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Preparación de soluciones

Selección por capacidad / dimensión según protocolo

Almacenar limpio y seco

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)