



Matraces Erlenmeyer, cuello estrecho y graduacion 25ML, BellVid-EMatraceCECG-25

Código: B-01-21-0106-0000

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Matraz Erlenmeyer 25 ML.

1. Confirmá cuello Estrecho.

Tipo: Matraz Erlenmeyer

Cuello: Estrecho

Graduación: Sí

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Preparación de soluciones

Calentamiento / mezclado

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)