



Matraces Erlenmeyer cuello estrecho, graduacion 1000ML, EMatraceCECG-1000

Código: B-01-21-0106-0005

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Matraz Erlenmeyer 1000 ML. Ficha generada desde el nombre comercial; validá contra ficha de proveedor si necesitás tolerancia o norma completa.

1. Confirmá capacidad según el protocolo.
2. Verificá que el nombre coincida: Matraces Erlenmeyer cuello estrecho, graduacion 1000ML, EMatraceCECG-1000.
3. Revisá material y clase/grado si el ensayo lo exige.

Tipo: Matraz Erlenmeyer

Referencia de nombre: Matraces Erlenmeyer cuello estrecho, graduacion 1000ML, EMatraceCECG-1000

Capacidad / volumen: 1000 ML

Malla ASTM: N.1000

Cuello: Estrecho

Graduación: Sí

Imagen referencial. La fotografía es ilustrativa y puede diferir del producto efectivamente despachado en marca, acabado, color, accesorios o empaque. Cotecno no garantiza identidad exacta con la imagen.

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Preparación y agitación de soluciones

Selección por capacidad / dimensión según protocolo

Almacenar limpio y seco

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)