



Matraces Erlenmeyer cuello ancho, graduacion 250ml, BellVid-CFrascoBABV-250

Código: B-01-21-0106-0101

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Matraz Erlenmeyer 250 ml.

1. Confirmá graduación Sí.

Tipo: Matraz Erlenmeyer

Graduación: Sí

Capacidad: 250 ml

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Preparación de soluciones

Calentamiento / mezclado

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)