




Pipetas Volumetrica clase A de 10ml, BellVid-CPipetaTVCA-10

Código: B-01-21-0109-0603

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Pipetas Volumetrica clase A de 10ml.

1. Confirmá capacidad / volumen 10 ml.

Tipo: Pipetas Volumetrica clase A de 10ml

Capacidad / volumen: 10 ml

Clase: A

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)