



Pipetas Volumetrica clase A de 50ml, BellVid-CPipetaTVCA-50

Código: B-01-21-0109-0606

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Pipetas Volumetrica clase A de 50ml.

1. Confirmá capacidad / volumen 50 ml.

Tipo: Pipetas Volumetrica clase A de 50ml

Capacidad / volumen: 50 ml

Clase: A

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)