



Probeta de plastico, base hexagonal 250ml, BellVid-ProbinaMPBH-250. CH

Código: B-01-21-0111-0402

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Probeta 250 ml.

1. Confirmá material Plástico.

Tipo: Probeta

Material: Plástico

Base: Hexagonal

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Medición de volúmenes

Preparación de soluciones

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)