



Probeta de plastico, base hexagonal 1000ml, BellVid-ProbinaMPBH-1000. CH

Código: B-01-21-0111-0404

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Probeta 1000 ml.

1. Confirmá material Plástico.

Tipo: Probeta

Material: Plástico

Base: Hexagonal

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Medición de volúmenes

Preparación de soluciones

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)