



capsula de porcelana para evaporacion 100ml, BellPorc-CPorcelaFRC-100

Código: B-01-21-0500-0106

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

capsula de porcelana para evaporacion 100ml.

1. Confirmá capacidad / volumen 100 ml.

Tipo: capsula de porcelana para evaporacion 100ml

Capacidad / volumen: 100 ml

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)