



crisol porcelana, pared alta esmaltado
40ml, borde 42mm, interno 27mm, alto
54mm

Código: B-01-21-0502-0006

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Crisol de porcelana, pared alta esmaltada, 40 ml.

1. Confirma capacidad 40 ml y dimensiones de borde/altura.

Porcelana esmaltada

Pared alta

40 ml

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Calcinación

Secado de residuos

Preparación de muestras

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)