




Placa de Petri 150mm, Esterilizado con Oxido de Etileno, BellVid-PlacaCPetri-150

Código: B-01-21-0605-0001

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Placa de Petri.

1. Confirmá dimensión 150 mm.

Tipo: Placa de Petri

Dimensión: 150 mm

Esterilización: Estéril

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Cultivo microbiológico

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)