



Frasco de reactivo con tapa rosca azul 1000ml, BellVid-RFrascoCTRA-1000

Código: B-01-21-1004-0000

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Frasco de reactivo 1000 ml con tapa de rosca azul.

1. Confirma capacidad 1000 ml y cierre de rosca.
 - 1000 ml
 - Tapa rosca azul

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Almacenamiento de reactivos
Preparación de soluciones

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)