



Tubo de ensayo, sin borde, sin impresion vidrio boro 3.3 16x100mm

Código: B-01-21-1005-0000

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Tubo.

1. Confirmá dimensión 100 mm.

Tipo: Tubo

Dimensión: 100 mm

Material: Vidrio borosilicato 3.3

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Ensayos / muestras

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)