



Matraces Erlenmeyer de cuello estrecho y graduacion 5ML, BellVid-EMatraceCECG-5

Código: B-01-21-1006-0000

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Matraz Erlenmeyer 5 ML.

1. Confirmá cuello Estrecho.

Tipo: Matraz Erlenmeyer

Cuello: Estrecho

Graduación: Sí

Imagen referencial. La fotografía es ilustrativa y puede diferir del producto efectivamente despachado en marca, acabado, color, accesorios o empaque. Cotecno no garantiza identidad exacta con la imagen.

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Preparación de soluciones

Calentamiento / mezclado

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)