



Matraces Erlenmeyer de cuello estrecho y graduacion 10ML BellVid-EMatraceCECG-10

Código: B-01-21-1006-0001

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripción general

Matraz Erlenmeyer graduado de cuello estrecho, fabricado en vidrio de borosilicato 3.3 y con capacidad nominal de 10 ml.

- **Código de producto:** BellVid-EMatraceCECG-10
- **SKU:** B-01-21-1006-0001
- **Marca:** Belltronic

Especificaciones técnicas

Capacidad nominal	10 ml
Material	Vidrio de borosilicato 3.3
Diseño	Cuello estrecho, con graduación
Código de producto	BellVid-EMatraceCECG-10
SKU	B-01-21-1006-0001

Aplicaciones

- Preparación, mezcla y manejo de muestras líquidas de pequeño volumen.
- Uso general en laboratorio cuando se requiere un recipiente graduado de 10 ml.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)