



Termometro de alcohol de -10 to 200, BellVid-TermoAlcoh10-200

Código: B-01-21-1007-0300

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Termómetro. Ficha generada desde el nombre comercial; validá contra ficha de proveedor si necesitás tolerancia o norma completa.

1. Confirmá rango según el protocolo.
2. Verificá nombre: Termometro de alcohol de -10 to 200.
3. Revisá material y norma si el ensayo lo exige.

Tipo: Termómetro

Referencia de nombre: Termometro de alcohol de -10 to 200

Rango: -10 a 200

Fluido: Alcohol

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Medición de temperatura

Selección por rango / capacidad según protocolo

Almacenar limpio y seco

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)