



densimetro 1,0 a 1,1, BellVid-Densim1-11

Código: B-01-21-1007-0501

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Densímetro. Ficha generada desde el nombre comercial; validá contra ficha de proveedor si necesitás tolerancia o norma completa.

1. Confirmá rango según el protocolo.
2. Verificá nombre: densimetro 1,0 a 1,1.
3. Revisá material y norma si el ensayo lo exige.

Tipo: Densímetro

Referencia de nombre: densimetro 1,0 a 1,1

Rango: 1,0 a 1,1

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Medición de densidad

Selección por rango / capacidad según protocolo

Almacenar limpio y seco

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)