

densímetro 1,1 a 1,2,

Código: B-01-21-1007-0502

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)



[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Densímetro. Ficha generada desde el nombre comercial; validá contra ficha de proveedor si necesitás tolerancia o norma completa.

1. Confirmá rango según el protocolo.
2. Verificá nombre: densímetro 1,1 a 1,2.
3. Revisá material y norma si el ensayo lo exige.

Tipo: Densímetro

Referencia de nombre: densímetro 1,1 a 1,2

Rango: 1,1 a 1,2

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Medición de densidad

Selección por rango / capacidad según protocolo

Almacenar limpio y seco

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)