



Agitador orbital, Velocidad de agitacion 50-250rpm, CapMax 2,5Kg, 280x270x110 mm

Código: B-01-29-000402-0101

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Los agitadores orbitales OS-100 y OS-200 son potentes agitadores de velocidad variable que proporcionan un movimiento orbital eficiente. La velocidad y el tiempo están controlados por un microprocesador. El agitador OS-20010S-100 puede aplicarse en diferentes laboratorios: microbiología, química, inmunología, bioquímica y biología molecular.

Especificaciones:

[table id=10604 responsive="scroll" /]

Información:

[table id=10605 responsive="scroll" /]

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)