



Plataforma 100ml, BellPlaPP12-100

Código: B-01-29-000402-0103

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Plataforma 100ml. Ficha generada desde el nombre comercial; validá contra ficha de proveedor si necesitás tolerancia o norma completa.

1. Confirmá dato clave según el protocolo.
2. Verificá nombre: Plataforma 100ml.
3. Revisá material y clase/grado si aplica.

Tipo: Plataforma 100ml

Referencia de nombre: Plataforma 100ml

Capacidad / volumen: 100 ml

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio

Selección por capacidad / dimensión según protocolo

Almacenar limpio y seco

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)