



Manto calefactor de control electronico manual de 500 ml, 0.25 kW, 200-240V.

Código: B-01-29-01-07-0104

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Manto calefactor de control electronico manual de 500 ml.

1. Confirmá capacidad / volumen 500 ml.

Tipo: Manto calefactor de control electronico manual de 500 ml

Capacidad / volumen: 500 ml

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)