



Autoclave vertical acero inox Cap. 75L, 0.22MPA, Rango de T. 105-134 °C, 4.5kw

Código: B-01-29-03-04-0204

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripción general Vertical de vapor de presión Esterilizador Características 1. Estructura de acero totalmente inoxidable. 2. Tipo de rueda de mano de estructura de puerta de apertura rápida. 3. Sistema de bloqueo de seguridad. 4. Digital exhibición de estado de trabajo, toque de la llave. 5. Sel

1. Confirmá que el equipo coincide con: Autoclave vertical acero inox Cap. 75L, 0.22MPA, Rango de T. 105-134 °C, 4.5kw
2. Verificá capacidad, rango térmico y alimentación antes de comprar

Tipo: Autoclave vertical acero inox Cap. 75L

Referencia: B-01-29-03-04-0204

Capacidad: 75 L

Presión: 0.22MPA

Especificaciones técnicas

Especificación	No especificado mm · No especificado · pack No especificado
Tipo	Vertical
Capacidad	75 L
Temperatura maxima	134 °C
Vacío	Sin vacío
Secado	Sin secado
Especificación 1	2. Tipo de rueda de mano de estructura de puerta de apertura rápida.
Especificación 2	3. Sistema de bloqueo de seguridad.
Especificación 3	6.OVER TEMPERATURA Y PRESIÓN AUTOMÁTICA AUTOMÁTICO.
Especificación 4	7.SAPORTE DE PROTECCIÓN DE AGUA DE AGUA.
Especificación 5	FSF-35HD / SOHD / 7SHI 9.Auto descarga el aire fresco y al vapor descarga automáticamente automáticamente después de la esterilización.
Especificación 6	10.Utilizado para la esterilización de instrumentos médicos, productos médicos de algodón.
Parámetro	Detalle
Vacio	No

Aplicaciones

Laboratorio / control de calidad



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Proceso industrial según el tipo de equipo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)