



Conjunto de limite de contraccion, 1 cilindro 25ml, BellConLimCont-01

Código: B-01-32-11-11-0001

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

formed to determine the maximum moisture content at which the soil can be dried. The set including:

2 dishes, 45 mm diameter×12.7 mm high

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Conjunto de limite de contraccion 25 ml. Ficha generada desde el nombre comercial; validá contra ficha de proveedor si necesitás tolerancia o norma completa.

1. Confirmá dato clave según el protocolo.
2. Verificá nombre: Conjunto de limite de contraccion, 1 cilindro 25ml.
3. Revisá material y clase/grado si aplica.

Tipo: Conjunto de limite de contraccion

Referencia de nombre: Conjunto de limite de contraccion, 1 cilindro 25ml

Capacidad / volumen: 25 ml

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio

Selección por capacidad / dimensión según protocolo

Almacenar limpio y seco

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)