

MICROSCOPE CAMERAS	
Microscope Eyepiece Camera 0.3MP/1.3MP/2.0MP/3.0MP/5.0MP	
Model	BellDigCamOp-1
Image Sensor Size	1/4 Inch
Pixel Size	4.8um*4.8um
Max Resolution	640*480
Frame Rate	15fps@640*480
Responsivity	1.0V/lux-sec (550nm)
SNRMAX	42dB
Dynamic Range	65dB
Output Interface	USB2.0 Mini-B
Software	S-Viewer software Support Win7 / Win8 / Win10 / Win11 / macOS 10.12 (2016) above
Dimensions	Φ30*53.7mm

Camara digital para microscopio 0.3MP, BellDigCamOp-1

Código: B-01-33-80-01-0002

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Cámara de Ocular para Microscopio 0.3MP/1.3MP/2.0MP/3.0MP/5.0MP

Especificaciones técnicas

Modelo	BellDigCamOp-1
Tamaño del Sensor de Imagen	1/4 Inch
Tamaño de Píxel	4.8um*4.8um
Resolución Máxima	640*480
Frecuencia de Fotogramas (Frame Rate)	15fps@640*480
Responsividad	1.0V/lux-sec (550nm)
SNRMAX	42dB
Rango Dinámico	65dB
Interfaz de Salida	USB2.0 Mini-B
Software	Software S-Viewer compatible con Win7 / Win8 / Win10 / Win11 / macOS 10.12 (2016) o superior
Dimensiones	Φ30*53.7mm
Peso	45g

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)