



B-01-40-01-01-113-00 | Categorías: [aaainstrumentos Quirúrgico](#) |

Mango de bisturí n. ° 3 Acero inox 410 Doble proteccion

Código: B-01-40-01-01-113-00

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Mango de bisturí. Ficha generada desde el nombre comercial; validá contra ficha de proveedor si necesitás tolerancia o norma completa.

1. Confirmá nº mango según el protocolo.
2. Verificá nombre; Mango de bisturí n. ° 3 Acero inox 410 Doble proteccion.
3. Revisá material y norma si el ensayo lo exige.

Tipo: Mango de bisturí

Referencia de nombre: Mango de bisturí n. ° 3 Acero inox 410 Doble proteccion

Material: Acero inoxidable

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Cirugía / disección

Selección por rango / capacidad según protocolo

Almacenar limpio y seco

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)