



11.5 cm, 4 1/2"

B-01-40-01-02-104-00 | Categorias: [aaainstrumentos Quirúrgico](#) |

Tijera Iris4.5 ' Acero inox 410 Doble proteccion

Código: B-01-40-01-02-104-00

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Tijera. Ficha generada desde el nombre comercial; validá contra ficha de proveedor si necesitás tolerancia o norma completa.

1. Confirmá largo / material según el protocolo.
2. Verificá que el nombre coincida: Tijera Iris4.5 ' Acero inox 410 Doble proteccion.
3. Revisá material y clase/grado si el ensayo lo exige.

Tipo: Tijera

Referencia de nombre: Tijera Iris4.5 ' Acero inox 410 Doble proteccion

Material: Acero inoxidable

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Corte de material de laboratorio

Selección por capacidad / dimensión según protocolo

Almacenar limpio y seco

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)