



Termometro -10 a 200°C, BellVid-TermoAlcoh10-200

Código: B-01-47-1007-0300

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Termómetro de alcohol para laboratorio, rango -10 a 200 °C.

1. Confirma rango -10 a 200 °C.

Rango -10...200 °C

Alcohol

Escala °C

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Control de baños

Procesos de laboratorio

Medición de temperatura

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)