



## Pipeteador verde Belltronic hasta 10ML

**Código:** BellPipetV-10ml

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

Pipeteador verde hasta 10ML. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá el nombre: Pipeteador verde hasta 10ML.
2. Validá con ficha de proveedor si necesitás norma.

Tipo: Pipeteador verde hasta 10ML

Referencia de nombre: Pipeteador verde hasta 10ML

Dato del nombre: 10 ML

Origen de ficha: NAME\_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

## Especificaciones técnicas

## Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Verificar compatibilidad con protocolo

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)