



## Pipeta graduada Belltronic de 1 ml.

**Código:** BellPipGrad-1ml

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

Pipeta graduada de 1 ml.. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá el nombre: Pipeta graduada de 1 ml..
2. Validá con ficha de proveedor si necesitás norma.

Tipo: Pipeta graduada de 1 ml.

Referencia de nombre: Pipeta graduada de 1 ml.

Dato del nombre: 1 ml

Origen de ficha: NAME\_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

## Especificaciones técnicas

## Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Verificar compatibilidad con protocolo

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)